



THE CRAZY MONKEY CONDOMS

www.thecrazymonkeycondoms.de

[www.facebook.com/
thecrazymonkeycondoms](http://www.facebook.com/thecrazymonkeycondoms)

Don't open
the cage!

THE CRAZY MONKEY CONDOMS



0197

ISO 4074

Rev. 00/20160215



CPR GmbH, Im Kirchenfelde 8
31157 Sarstedt, Germany

DE**Zusätzliche Informationen Kondome:**

Vorsichtig handhaben und beim Auspacken Beschädigungen durch Fingernägel, Schmuck etc. vermeiden. Bei Beschädigung ein neues Kondom nehmen und das andere entsorgen. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker, ob angewendete Medikamente im möglichen Kontakt mit Kondomen kompatibel sind. Bei Hinzufügung eines zusätzlichen Gleitmittels nehmen Sie nur eines, das für Kondome empfohlen ist, niemals jedoch solche auf Ölbasis wie Vaseline, Babyöl, Körperlotion, Massageöl, Butter, Margarine usw. Ziehen Sie das Kondom vor jedem sexuellen Kontakt über den erigierten Penis, um vor sexuell übertragbaren Krankheiten und Schwangerschaft zu schützen. Hören Sie auf, wenn Sie merken, dass das Kondom rutscht oder spannt und überprüfen Sie es wegen Rissgefahr. Direkt nach der Ejakulation den Penis zurückziehen und das Kondom am Penisansatz festhalten. Sollte ein Kondom bei der Benutzung reißen oder ein Loch auftreten, nehmen Sie bitte schnellstens, spätestens innerhalb von 72 h, medizinische Hilfe in Anspruch. Werfen Sie gebrauchte Kondome nicht ins WC, sondern in den Abfall. Nicht 2x benutzen, Wiederverwendung kann die Risiken von Versagen oder Infektion erhöhen. Ausschließlich vaginal anwenden. NR-Latex kann allergische Reaktionen auslösen inkl. anaphylaktischen Schocks. THE CRAZY MONKEY Kondome sind ein zuverlässiger Schutz, jedoch bietet kein Verhütungsmittel 100%igen Schutz vor Schwangerschaft, AIDS und/oder Infektionskrankheiten.

EN**Additional Information Condoms:**

Handle carefully, when removing from package avoid damage by fingernails, jewellery etc. If being damaged replace an individual container by a new one and discard the old one. Ask a doctor or pharmacist about compatibility of any topical medicines in possible contact with condom. If additional lubricant should be added, use only those recommended for condoms and never oily ones like petroleum jelly, baby oil, body lotion, massage oil, butter, margarine etc. Place condom on erect penis before and contact between penis and partner body occurs to assist preventing STIs or pregnancy. Stop if you feel condom slipping off or tightening excessively onto penis because of breakage danger. Withdraw penis soon after ejaculation by holding condom in place at penis base. Should a condom burst or leak during use seek medical assistance as soon as possible, at least within 72 h. Dispose used condom to waste, not to toilet. Don't use twice, reuse might increase risk of failure or infection. For vaginal use only. NR-Latex might cause allergic reaction incl. anaphylactic shock. THE CRAZY MONKEY condoms are a reliable protection but no contraceptive can protect 100% against pregnancy, AIDS and/or infectious diseases.

FR**Plus d'informations sur les préservatifs:**

Manipuler avec soin le produit et éviter de l'endommager avec vos ongles, bijoux, etc., en le débarrant. Si le préservatif est endommagé, le jeter et en utiliser un neuf. Demandez conseil à un médecin ou un pharmacien au sujet de la compatibilité des médicaments consommés, qui peuvent entrer au contact du préservatif. Si vous ajoutez un lubrifiant, choisissez un produit recommandé pour l'usage du préservatif, et non un article à base d'huile, tel que de la vaseline, huile pour bébé, lotion corporelle, huile de massage, beurre, margarine, etc. Avant chaque rapport sexuel, dérouler le préservatif sur le pénis en érection, afin de vous protéger des maladies sexuellement transmissibles et du risque de grossesse. Arrêtez-vous, si vous remarquez que le préservatif glisse ou dysfonctionne et vérifiez son état afin d'éviter tout risque de fissures. Directement après l'éjaculation, retirer le pénis de l'orifice en saisissant le préservatif à sa base. Si un préservatif présente des fissures lors de son utilisation, ou que des trous apparaissent, veuillez consulter un avis médical au plus tard dans les 72h. Ne jamais jeter les préservatifs usagés dans les toilettes, mais dans les ordures ménagères. Ne pas utiliser à 2 reprises. Une réutilisation peut augmenter le risque d'infection ou de défaillance. À utiliser exclusivement pour un usage vaginal. Le latex de caoutchouc peut provoquer des réactions allergiques, notamment des chocs anaphylactiques. Les préservatifs THE CRAZY MONKEY représentent une protection fiable, mais ne proposent ni une contraception, ni une protection à 100% contre le risque de grossesse, le SIDA et/ou les maladies infectieuses.

ES**Información adicional para Condones:**

Manipule con cuidado, evite dañar el condón con uñas, joyería, etc. al sacar del paquete. Si un paquete individual está dañado, descártelo y reemplácelo por uno nuevo. Consulte con su médico o farmacéutico sobre la compatibilidad de cualquier medicamento tópico en contacto potencial con el condón. Si usa lubricante adicional que sea del tipo indicado para uso con condones, nunca use productos grasos como vaselina, aceite o loción corporal, aceite para masajes, mantequilla, margarina, etc. Coloque el condón en el pene erecto antes del contacto sexual entre el pene y el cuerpo de su pareja para prevenir ITS o embarazo. Si siente que el condón se desliza o aprieta excesivamente el pene pare y revíselo por riesgo de ruptura. Inmediatamente después de la eyaculación retire el condón de la vagina sosteniéndolo a la base del pene. Si un condón se rompe o fuga durante el uso busque atención médica inmediata en por lo menos las próximas 72 horas. Tire el condón usado a la basura, no al inodoro. No lo use dos veces, reusar un condón puede aumentar el riesgo de falla o infección. Sólo para uso vaginal. El látex NR puede causar una reacción alérgica, incluyendo choque anafiláctico. Los condones THE CRAZY MONKEY son una protección confiable pero ningún método puede protegerle al 100% contra un embarazo, SIDA y/o enfermedades infecciosas.